

1. Produto

Designação: Desinfectante bactericida, fungicida e virucida de acção rápida **Marca:** LB-027 Qual

Referência: P187, P322, P323

Descrição

O LB-027 Qual pertence à nova geração de Biocidas. Com um amplo espectro de actividade microbiológica, é um produto potencialmente eficaz contra bactérias, fungos, leveduras, algas e vírus encapsulados. Contém na sua formulação DDO 50, (cloreto de Di-n-decildimetilamonio), e álcool.

Apresenta elevada e comprovada eficácia nos seguintes microrganismos:

Bactérias

Bacillus cereus
Bacillus strearothermophilus
Bacillus subtilis
Corynebacterium diphtheriae
Desulphovibrio desulphuricans
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Leuconostoc mesenteroides
Listeria monocytogenes
Mycobacterium smegmatis
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Salmonella typhi
Salmonella choleraesuis
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus faecalis
Streptococcus pyogenes
Vibrio cholerae

Fungos e leveduras

Alternaria alternata
Aspergillus Níger
Aspergillus versicolor
Aureobasidium pullulans
Cândida albicans
Chaetomium globosum
Cladosporidium cladosporoides
Coniophora puteana
Coriolus versicolor
Epidermophyton floccosum
Gleophyllum trabeum
Microsporum canis
Microsporum gypseum
Penicillium glaucum
Penicillium verrucosum
Poria placenta
Saccharomyces cerevisiae
Trametes versicolor
Trichoderma viride
Trichophyton mentagrophytes

Algas

Chlorella pyrenoidosa
Chlorella vulgaris
Nostoc commune
Phormidium faveolarum
Phormidium inundatum
Phormidium uncinatum
Scenedesmus obliquus

Vírus

Adenovirus
Hepatite B
Herpes vírus
HIV-1
H1N1
Newcastle disease
Rhabdovirus

2. Características

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Aroma	Odor leve a álcool
Poder desinfectante	Excelente
pH	Neutro – 7,5 ± 0,7
Solubilidade em água	Solúvel em água em todas as concentrações

3. Campos de aplicação

Pela sua utilidade, eficácia, facilidade de utilização e poder de actuação, em todos os sectores para, desinfectação de equipamentos, superfícies, utensílios, objectos, sistemas de frio, etc. Pode ser utilizado tanto no sector alimentar na restauração e indústria como em laboratórios, clínicas e outros locais onde a desinfectação de superfícies é uma prioridade. É um produto aconselhado também para a utilização nas medidas de prevenção de contaminação de gripe A para a desinfectação de superfícies.

4. Utilização

Pulverizar uniformemente LB-027 Qual sobre as superfícies ou utensílios a desinfectar, deixar actuar e secar normalmente, para remover excesso de produto, utilizar papel absorvente descartável. LB-027 Qual utiliza-se diariamente após uma boa lavagem com detergente, para desinfectar, devendo usá-lo também entre tarefas, independentemente de qualquer lavagem, apenas como medida de precaução de contaminações.

5. Armazenamento

S 3/7/49 Guardar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco

6. Segurança

R 22 Nocivo por ingestão

S 1/2 Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças

S 24 Não pôr em contacto com os olhos

S 46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo do produto

S 50 Não misturar com outros produtos

7. Emergência

Centro Antivenenos: 808 250 143

8. Segurança na armazenagem e manuseamento

Manter fora do alcance das crianças.

Informações completas de manuseamento e classificação são facultadas em separado na Ficha de dados de segurança.

9. Embalagem

0,5 com pulverizador, 5 e 10 litros.

NOTA: A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências, conhecimento técnico actual e dados fornecidos pelo nosso fabricante/ fornecedor e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.

Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações deste produto, é favor de consultar a nossa equipa técnica.